


Micrótomo Polycut E



Microtomo, Reichert -Jung,
Modelo Polycut E

Micrótomo Polycut E

- ✓ **Micrótomo de alta performance para materiales duros incluidos en resinas epoxi.**
- ✓ **Consta de una unidad de control automática.**
- ✓ **El espesor del corte varía de 1 a 275 μm .**
- ✓ **Permite incrementos de 1 μm .**
- ✓ **Con varios receptáculos para especímenes de varios tamaños y dureza.**
- ✓ **Se puede regular la velocidad y duración del corte. El receptáculo para especímenes se orienta según la necesidad de la muestra.**

Función	Corte de material duro incluido en resinas o parafina
Ubicación	Depto. Radiobiología, Tandar
Disponibilidad	Diaria..Carece de operador
Contacto	Beatriz Molinari
E-mail/Interno	beamolin@cnea.gov.ar Interno 7146

Ultramicrotomo Reichert

- Se cuenta con un ultramicrotomo Reichert de avance térmico para especímenes incluidos en resina epoxy, para microscopía electrónica.